


Anti-Camp Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P49913

Artikelnummer: CM0006169



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Anti-CAMP monoklonaler Antikörper zur Detektion von humanem Cathelicidin-Antimikrobiellem Peptid (LL-37/hCAP-18). Validiert in WB, IHC-P und ELISA. Vorhergesagtes MG 19kDa. Ideal für die Forschung zur angeborenen Immunität und zu antimikrobiellen Peptiden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CAMP Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LL37; CAP18; CRAMP; HSD26; CAP-18; FALL39; FALL-39
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	820
GenID	820
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 71-170 von humanem CAMP (NP_004336.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P49913
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel