


Anti-Cap1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q01518

Artikelnummer: CM0018125



Einführung

CAP1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Swiss-Prot Q01518), validiert für Western Blot (WB) und ELISA in Humanproben. Zielt auf Adenylylzyklase-assoziiertes Protein 1, einen wichtigen Regulator der Aktindynamik und Zellpolarität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CAP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAP; CAP1-PEN; CAP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10487
Gen-ID	10487
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem CAP1 (NP_006358.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q01518
Proteinmasse	52 kDa
Versand	Eisbeutel