


Anti-Capg Kaninchen-Polyclonaler Antikörper (Ko Validiert) Für Wb, Ihc-P, Elisa - P40121

Artikelnummer: CM0030303



Einführung

KO validierter polyklonaler Kaninchenantikörper gegen das menschliche Makrophagen-Capping-Protein (CAPG). Geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Aktin-Dynamik und Makrophagenfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] CAPG Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	MCP; AFCP; HEL-S-66; PG
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	822
Gen-ID	822
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-348 des menschlichen CAPG (NP_001738.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P40121
Proteinmasse	38 kDa
Versand	Eisbeutel