

Anti-Capzb Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P47756

Artikelnummer: CM0027981



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen CAPZB, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und ratten F-Aktin-Capping-Protein-Untereinheit Beta (31 kDa). Ideal für Zytoskelettforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CAPZB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAPB; CAPZ; CAPPB; CAPZB
Spezies	Human
GeneID	832 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-272 von humanem CAPZB (NP_004921.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P47756
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel