


Anti-Carboxypeptidase M (Cpm) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P14384

Artikelnummer: CM0026996



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humane Carboxypeptidase M (CPM). Validiert für WB, IHC-P und ELISA. Geeignet für die Untersuchung der Regulation von Peptidhormonen und der membranlokalisierten Proteolyse. Kreuzreagiert mit Mensch und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CPM Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CPM
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1368
GenID	1368
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 204-443 von humanem CPM (NP_001005502.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P14384
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel