

Anti-Card19 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Lw7

Artikelnummer: CM0015367



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-CARD19-Antikörper aus Kaninchen, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches und murines CARD19, ein BCL10-interagierendes Protein, das an der Hemmung von NF-kappa-B beteiligt ist. Geeignet für Forschung zu Zellsignalisierung und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CARD19 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BinCARD; C9orf89; CARD19
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	84270
Gen-ID	84270
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-100 von menschlichem CARD19 (NP_115686.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q96LW7
Proteinmasse	26 kDa
Versand	Eisbeutel