

Anti-Cartpt-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - Q16568

Artikelnummer: CM0021328



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CARTPT (CART) für IHC-P- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Molekulargewicht des Zielproteins: 13 kDa. SWISS: Q16568.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CARTPT-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CART; CARTPT
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	9607
GeneID	9607
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen CARTPT (NP_004282.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16568
Proteingewicht	13 kDa
Versand	Kühlakku