

Anti-Casein Kinase 2 Beta (Csnk2B) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P67870

Artikelnummer: CM0008266



Einführung

Validierter rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches Casein Kinase 2 beta (CSNK2B), geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Kinase-Signalwegen, EBV-Infektionen und Mechanismen neurodevelopmentaler Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Casein Kinase 2 beta (CSNK2B) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	G5A; CK2B; CK2N; Ckb1; Ckb2; CSK2B; POBINDS; Casein Kinase 2 beta (CSNK2B)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1460
GenID	1460
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 101-215 von menschlichem Casein Kinase 2 beta (CSNK2B) (CSNK2B) (P67870) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monokonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P67870
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel