

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Casp8Ap2-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ukl3

Artikelnummer: CM0017406



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CASP8AP2 (FLASH), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem CASP8AP2. Zielsequenz: Aminosäuren 1733–1982. Ideal zur Untersuchung der TNF-induzierten NF-κB-Aktivierung, der Apoptose und der Verarbeitung von Histon-mRNA.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CASP8AP2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CED-4; FLASH; RIP25; CASP8AP2
Organismus	Mensch
GeneID (Mensch)	9994
GeneID	9994
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1733–1982 des humanen CASP8AP2 (NP_036247.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UKL3
Proteingewicht	223 kDa
Versand	Kühlakku