

Anti-Caspase-1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P29452

Artikelnummer: CM0002772

Einführung

Dieser monoklonale Rattenantikörper gegen Maus-Caspase-1 (ICE, II1bc) ist für Western Blot und ELISA validiert und unterstützt die Inflammasom- und Pyroptose-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Caspase-1 Ratten-mAb
Bemerkungen/Alias	ICE; II1bc
Spezies	Maus
GeneID (Human)	834
GeneID	12362
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P29452
Protein-Gewicht	46 kDa
Versand	Eisbeutel