


Anti-Caspase-1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P29466

Artikelnummer: CM0016000



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humane Caspase-1, validiert für WB, IF/ICC und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Entzündungs- und Pyroptose-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Caspase-1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ICE; P45; IL1BC; Caspase-1
Spezies	Mensch
Gen-ID	834
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 201-300 der humanen Caspase-1 (NP_150634.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P29466
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Kühlakku