

## Anti-Casr Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P41180

Artikelnummer: CM0018461



### Einführung

CASR Kaninchen polyklonaler Antikörper (PAb), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, murines und rattiges CASR. Ziel ist humanes CASR (P41180). Geeignet für die Erforschung von Kalziumhomöostase, Niere und Nebenschilddrüse.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CASR Kaninchen pAb                                                                                                         |
| Bemerkungen/Alias | CAR; FHH; FIH; HHC; EIG8; HHC1; NSHPT; PCAR1; hCasR; GPRC2A; HYPOC1; CASR                                                  |
| Spezies           | Human                                                                                                                      |
| GeneID (Human)    | 846                                                                                                                        |
| GeneID            | 846                                                                                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 180-536 von humanem CASR (NP_000379.3) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                           |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                         |
| SWISS             | P41180                                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 121kDa                                                                                                                     |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                  |