

Anti-Cathepsin L/V/K/H-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P07711

Artikelnummer: CM0018559



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen menschliches Cathepsin L/V/K/H, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von lysosomalem Abbau, Antigenprozessierung und Eintrittsmechanismen von Coronaviren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cathepsin L/V/K/H Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MEP; CATL; CTSL1; Cathepsin L/V/K/H
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1514
Gen-ID	1514
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P07711
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel