


Anti-Cbx1/Hp1 Beta Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P83916

Artikelnummer: CM0006281



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CBX1/HP1 beta (HP1 β), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Erkennt ein 21 kDa großes Heterochromatin-Protein, das an der epigenetischen Repression beteiligt ist. Ideal für die Chromatin- und Epigenetikforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CBX1/HP1 beta Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	CBX; M31; MOD1; p25beta; HP1-BETA; HP1Hsbeta; HP1Hs-beta; CBX1/HP1 beta
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10951
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-100 des humanen CBX1/HP1 beta (NP_006798.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P83916
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel