


Anti-Ccdc47 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96A33

Artikelnummer: CM0014503



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen CCDC47, eine wichtige Untereinheit des PAT/MPT-Komplexes. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der ER-Proteininsertion und des Kalziumhaushalts.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCDC47 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	THNS; GK001; MSTP041; CCDC47
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	57003
GenID	57003
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 224-483 von menschlichem CCDC47 (NP_064583.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96A33
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel