


Anti-Ccdc98 (Abra1) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q6Uwz7

Artikelnummer: CM0005895



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes CCDC98 (ABRA1, FAM175A), geeignet für Western Blot, Immunpräzipitation und ELISA. Zielt auf das BRCA1-A-Gerüstprotein ab, das für die Reparatur von DNA-Doppelstrangbrüchen und die Genomstabilität entscheidend ist. Ideal für die Onkologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCDC98 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ABRA1; CCDC98; FAM175A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	84142
GenID	84142
Immunogen	Synthetisches Peptid (Aminosäuren 310-409 von humanem CCDC98)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q6UWZ7
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel