

Anti-Cck-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P06307

Artikelnummer: CM0019942



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CCK, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur Gallenblasenkontraktion, zur Freisetzung pankreatischer Enzyme und zur Magensäuresekretion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCK-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CCK
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	885
Gen-ID	885
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-115 des humanen CCK (NP_000720.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P06307
Proteingewicht	13 kDa
Versand	Kühlakku