

Anti-Cckar (Cck1-R) Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P32238

Artikelnummer: CM0022558



Einführung

CCKAR Kaninchen-polyclonaler Antikörper für Western Blot und ELISA. Detektiert humanes CCKAR, Kreuzreaktivität mit Maus. Ideal für die Untersuchung des Cholezystokinin-Rezeptors Typ A bei Ernährung, Gallenblasenkontraktion und Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCKAR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CCK-A; CCK1R; CCKRA; CCK1-R; CCKAR
Spezies	Mensch
Gen-ID	886 (Mensch)
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 100-200 von humanem CCKAR entspricht (NP_000721.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P32238
Proteinmasse	48 kDa
Versand	Eisbeutel