

Anti-Ccl22 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - O00626

Artikelnummer: CM0024371

Einführung

CamelBio bietet CCL22 Kaninchen-Polyklonalen Antikörper (O00626), validiert für IHC-P und ELISA. Erkennt humanes CCL22 (MDC) mit Kreuzreaktivität gegenüber Ratten. Ideal für Forschung zu Immunzell-Trafficking und Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCL22 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MDC; ABCD-1; SCYA22; STCP-1; DC/B-CK; A-152E5.1; CCL22
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6367
Gen-ID	6367
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-93 von humanem CCL22 (NP_002981.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	O00626
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Eisbeutel