


Anti-Ccr9-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - P51686

Artikelnummer: CM0013353



Einführung

Dieser polyklonale Kaninchenantikörper richtet sich gegen den C-C-Chemokinrezeptor Typ 9 (CCR9), einen wichtigen Vermittler des Transports von Immunzellen. Er wurde für WB und ELISA validiert und erkennt menschliches, murines und Ratten-CCR9, wodurch er sich für immunologische Untersuchungen und HIV-Studien eignet.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCR9-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GPR28; CDw199; GPR-9-6; CC-CKR-9; CCR9
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10803
Gen-ID	10803
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300–369 des menschlichen CCR9 (NP_112477.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51686
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Kühlakku