


Anti-Cct6A Kaninchen-Polyklonale Antikörper Für Wb Und Elisa - P40227

Artikelnummer: CM0021110



Einführung

CCT6A Kaninchen-polyklonale Antikörper validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes und Ratten-CCT6A, eine Chaperonin-Untereinheit, die an der Faltung von Aktin und Tubulin beteiligt ist. Geeignet für Forschung zur Proteostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CCT6A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CCT6; Cctz; HTR3; TCPZ; TCP20; MoDP-2; TTCP20; CCT-zeta; CCT-zeta-1; TCP-1-zeta
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	908
Gen-ID	908
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 80-250 von menschlichem CCT6A (NP_001753.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P40227
Proteinmasse	58 kDa
Versand	Eisbeutel