


Anti-Cct8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P50990

Artikelnummer: CM0026868



Einführung

Kaninchen anti-CCT8 polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit menschlichem, murinem und rattem CCT8. Geeignet für die Forschung zu Proteinfaltung, Telomerbiologie und Cilien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CCT8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Cctq; PRED71; D21S246; C21orf112; CCT8
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10694
GenID	10694
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 248-497 von menschlichem CCT8 (NP_001269837.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P50990
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel