

Anti-Cd10/Mme Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P08473

Artikelnummer: CM0004558



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD10/MME (Neprilysin). Validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Geeignet für die Untersuchung des Abbaus von Neuropeptiden, der Inaktivierung von kardiovaskulären Peptiden und der Tumorantigen-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD10/MME Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43; CD10/MME
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4311
GenID	4311
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 52-750 von humanem CD10/MME (NP_000893.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08473
Proteingewicht	86kDa
Versand	Eisbeutel