

Anti-Cd116/Gm-Csfr α Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Fc, Elisa - P15509

Artikelnummer: CM0008225



Einführung

Rekombinanter kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD116/GM-CSFR α , die Alpha-Untereinheit des GM-CSF-Rezeptors. Validiert für Western Blot, Durchflusszytometrie und ELISA mit Reaktivität gegenüber humanem Gewebe. Es werden multiple Isoformen unterschiedlichen Molekulargewichts nachgewiesen: 27–50 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD116/GM-CSFR α Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha; CD116/GM-CSFR α
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1438
Gen-ID	1438
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 23-320 von humanem CD116/GM-CSFR α (NP_006131.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P15509
Proteingewicht	27kDa/33kDa/38kDa/44kDa/46kDa/50kDa
Versand	Eispack