

Anti-Cd1D Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P15813

Artikelnummer: CM0004761



Einführung

Rekombinanter kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD1d, geeignet für WB, IF/ICC, FC, ELISA. Zielt auf das antigenpräsentierende Glykoprotein ab, das an der Präsentation von Glykolipiden an NKT-Zellen beteiligt ist. Validiert für humane Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD1d Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	R3; CD1A; R3G1; CD1d
Spezies	Human
GenID (Human)	912
GenID	912
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-301 von humanem CD1d (NP_001757.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P15813
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel