


Anti-Cd22-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P20273

Artikelnummer: CM0030192



Einführung

CD22-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Zielt auf den B-Zell-Rezeptor CD22 (SIGLEC2) für die Forschung zur B-Zell-Signalisierung und Adhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD22 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SIGLEC2; SIGLEC-2; CD22
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	933
Gen-ID	933
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 708-847 von humanem CD22 (NP_001762.2) entnommen ist.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P20273
Proteingewicht	95kDa
Versand	Eisbeutel