

Anti-Cd225/Ifitm1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P13164

Artikelnummer: CM0003928

Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Antikörper spezifisch für humanes CD225/IFITM1, validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Erkennt ein 14 kDa Interferon-induziertes Transmembranprotein, das an antiviralen Abwehrmechanismen und Tumorentstehung beteiligt ist. Ideal für Studien zur angeborenen Immunität und Onkologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD225/IFITM1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	9-27; CD225; IFI17; LEU13; DSPA2a; CD225/IFITM1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8519
Gen-ID	8519
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-80 von humanem CD225/IFITM1 (NP_003632.4) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P13164
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Eisbeutel