

Anti-Cd244 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Fc, Elisa - Q9Bzw8

Artikelnummer: CM0007598

Einführung

Hochwertiger kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen CD244, validiert für WB, FC und ELISA. Erkennt den menschlichen Natürliche Killerzellen-Rezeptor 2B4 (SLAMF4), einen Immunmodulator. Ideal für Immunologie- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD244 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; CD244-Molekül
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51744
Gen-ID	51744
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 22-221 von menschlichem CD244 (NP_001160135.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9BZW8
Proteingewicht	30kDa/36kDa/41kDa
Versand	Eisbeutel