

Anti-Cd2Ap Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Y5K6

Artikelnummer: CM0027818



Einführung

CD2AP Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der gegen rekombinantes humanes CD2AP gerichtet ist, geeignet für WB und ELISA, und kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Entwickelt für die Forschung an Zytoskelett und Zellverbindungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD2AP Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CMS; CD2AP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23607
GenID	23607
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 360-639 von humanem CD2AP (NP_036252.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5K6
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eisbeutel