


Anti-Cd30 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P28908

Artikelnummer: CM0026903



Einführung

CD30 Kaninchen polyklonaler Antikörper (P28908) validiert für Western Blot und ELISA bei Menschen. Immunogen aus synthetischem Peptid der Aminosäuren 500-595. Ideal für Studien zur Lymphoblastenaktivierung und Wachstumsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD30 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CD30; Ki-1; D1S166E
Art	Mensch
GenID (Mensch)	943
GenID	943
Immunogen	Synthetisches Peptid passend zu einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500-595 von humanem CD30 (NP_001234.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P28908
Proteingewicht	64 kDa
Versand	Eisbeutel