

## Anti-Cd300A Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Fc, Elisa - Q9Ugn4

Artikelnummer: CM0008587



### Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD300A (IRp60). Geeignet für Western Blot, Durchflusszytometrie und ELISA. Erkennt einen inhibitorischen Rezeptor auf NK-Zellen, Mastzellen und anderen Immunzellen, wobei mehrere Isoformen nachgewiesen werden.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CD300a Kaninchen mAb                                                                                      |
| Bemerkungen/Alias | IRC1, IRC2, CLM-8, IRp60, IGSF12, CMRF35H, CMRF-35H, CMRF35-H, CMRF35H9, CMRF35-H9, IRC1/IRC2, CMRF-35-H9 |
| Spezies           | Mensch                                                                                                    |
| GenID             | 11314                                                                                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein, das den Aminosäuren 18-178 von humanem CD300A (NP_009192.2) entspricht             |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                 |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                    |
| Anwendung         | WB, FC, ELISA                                                                                             |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                    |
| SWISS             | Q9UGN4                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 33kDa/20kDa/12kDa/16,5kDa                                                                                 |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                 |