


Anti-Cd304 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P97333

Artikelnummer: CM0025310



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD304 (Neuropilin-1), geeignet für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Angiogenese und neuronalen Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD304 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	Nrp; NP-1; Npn1; NPN-1; C530029I03
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	8829
GeneID	18186
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P97333
Proteingewicht	103 kDa
Versand	Kühlakku