

Kaninchen-Poliklonaler Anti-Cd335/Nkp46-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8C567

Artikelnummer: CM0019538

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen Maus-CD335 (Nkp46, Ly94), validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für Forschung zur Zytotoxizität von NK-Zellen. Swiss-Prot: Q8C567.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD335 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliaße	Ly94, Nkp46, CD335
Spezies	Maus
GeneID	17086 (Maus)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 17-255 von Maus-CD335 enthält (NP_034876.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q8C567
Proteinmasse	37 kDa
Versand	Eisbeutel