


Anti-Cd38 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - P28907

Artikelnummer: CM0005077



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD38, validiert für WB, IHC-P, FC und ELISA. Erkennt humanes und Cynomolgus-Affen CD38, ein multifunktionales Enzym und Rezeptor, der für Kalziumsignalisierung und Immunzellmigration entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD38 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	952
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Cynomolgus-Affe
SWISS	P28907
Proteingewicht	14 kDa/34 kDa
Versand	Eisbeutel