

Anti-Cd3D Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P04235

Artikelnummer: CM0023415

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Maus-CD3d, validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für die Untersuchung von T-Zell-Rezeptor-Signalisierung und adaptiver Immunität in Mausmodellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD3d Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	T3d; CD3d
Spezies	Maus
Gen-ID	12500
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 15-115 von Maus-CD3d (NP_038515.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P04235
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Eisbeutel