

Anti-Cd3G Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09693

Artikelnummer: CM0010022



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes CD3G (CD3-Gammakette). Validiert für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Ideal für Forschung zu T-Zell-Rezeptor-Signalübertragung, adaptiver Immunität und T-Zell-Aktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD3G Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	T3G; IMD17; CD3GAMMA; CD3-GAMMA; CD3G
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	917
Gen-ID	917
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 23-116 von humanem CD3G (NP_000064.1) enthält)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P09693
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Eisbeutel