

Anti-Cd3G Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - P09693

Artikelnummer: CM0019561



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyclonaler Antikörper gegen menschliches CD3G, geeignet für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt die T-Zell-Oberflächenglykoprotein CD3-Gammakette, eine Schlüsselkomponente des TCR-CD3-Komplexes, die an der adaptiven Immunität beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD3G Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	T3G; IMD17; CD3GAMMA; CD3-GAMMA; CD3G
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	917
Gen-ID	917
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 23-116 von menschlichem CD3G (NP_000064.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P09693
Proteinmasse	20 kDa
Versand	Eisbeutel