

Anti-Cd41/Itga2B Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P08514

Artikelnummer: CM0002153



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD41/ITGA2B (ITGA2B/GPIIb), 113 kDa, Swiss-Prot P08514. Geeignet für WB, IHC-P, ELISA. Ideal für Studien zur Thrombozytenbiologie und Hämostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD41/ITGA2B Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GT; GT1; GTA; CD41; GP2B; HPA3; CD41B; GPIIb; BDPLT2; BDPLT16; PPP1R93; CD41/ITGA2B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3674
GenID	3674
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem CD41/ITGA2B (P08514) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08514
Proteingewicht	113 kDa
Versand	Eisbeutel