

Anti-Cd45Ro Kaninchen-Polyklonales Antikörper Für Wb, Elisa - P08575-4

Artikelnummer: CM0027496

Einführung

Anti-CD45RO Kaninchen-Polyklonales Antikörper für WB- und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit der menschlichen Leukozyten-Common-Antigen-Isoform CD45RO (P08575-4). Zuverlässiges Werkzeug für die immunodetektionsbezogene Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD45RO Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5788
GenID	5788
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-416 von menschlichem CD45RO (NP_563578.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08575-4
Proteingewicht	131 kDa
Versand	Eisbeutel