

Anti-Cd46 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P15529

Artikelnummer: CM0003042



Einführung

Hochwertiger kaninchemonoklonaler Antikörper gegen humanes CD46 (MCP). Geeignet für WB, IHC-P, ELISA. Spezifisch für human. Nützlich für Forschung zu Komplementregulation, Virusinfektion und Immunmodulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD46 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10; CD46
Spezies	Human
GeneID (Human)	4179
GeneID	4179
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem CD46 (P15529) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P15529
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel