


Anti-Cd47 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q08722

Artikelnummer: CM0022936



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes CD47 (IAP, OA3, MER6), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-CD47. Geeignet für Studien zu Zelladhäsion, Signaltransduktion und Immunregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD47 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IAP; OA3; MER6; CD47
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	961
GenID	961
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 224-323 von humanem CD47 entspricht (NP_001768.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q08722
Proteinmasse	35 kDa
Versand	Eisbeutel