

Anti-Cd69-Kaninchen-Polymab® Für Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - Q07108

Artikelnummer: CM0012798



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD69 (AIM, EA1, CLEC2C) für WB, IHC-P, IF-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur T-Zell-Aktivierung und Immunhomöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD69-Kaninchen-PolymAb®
Bemerkungen/Alias	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
Art	Mensch
GeneID	969
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 62-199 des humanen CD69 (NP_001772.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q07108
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Kühlakku