

Anti-Cd7 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P09564

Artikelnummer: CM0007611

Einführung

Hochwertiger CD7 Kaninchen-mAb für WB- und ELISA-Anwendungen. Spezifisch für humanes CD7, ein T-Zell- und NK-Zell-Marker, der an der Immunaktivierung beteiligt ist. Ideal für die immunologische Forschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CD7 Kaninchen mAb
B>Anmerkungen/Alias	GP40; TP41; LEU-9; CD7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	924
Gen-ID	924
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 26-180 von humanem CD7 entspricht. (NP_006128.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P09564
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel