

Anti-Cd79B Kaninchen Monoklonaler Antikörper (B29, Ig-Beta) Für Wb, If, Fc, Elisa - P15530

Artikelnummer: CM0006866



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper spezifisch für Maus CD79b (B29, Ig-beta), bestätigt für WB, IF, FC, ELISA. Erkennt ~25 kDa Band; kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für B-Zell-Rezeptor-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD79b Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	B29; Igb; Igbeta; Ig-beta
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	974
GenID	15985
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 26-158 von Maus CD79b (NP_032365.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P15530
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel