

Anti-Cd97 (Adgre5) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P48960

Artikelnummer: CM0028383



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CD97 (ADGRE5). Validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Leukozytenadhäsion, Migration und entzündlichen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD97 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD97; TM7LN1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	976
GenID	976
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 240-435 des humanen CD97 (NP_001775.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P48960
Proteinmasse	92 kDa
Versand	Eisbeutel