

Anti-Cdc40 Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Prp17/Prpf17) Für Wb, Ihc-P, Elisa - O60508

Artikelnummer: CM0002617



Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CDC40 (PRP17, EHB3). Validiert für WB, IHC-P und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Spliceosoms und Studien zur embryonalen Gehirnentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDC40 Kaninchen mAk
Anmerkungen/Aliaße	EHB3; PCH15; PRP17; PRPF17; CDC40
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51362
Gen-ID	51362
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60508
Proteingewicht	66 kDa
Versand	Eisbeutel