

Anti-Cdc42 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P60953

Artikelnummer: CM0003769



Einführung

Dieser kaninchen monoklonaler Antikörper zielt auf humanes CDC42 (auch Maus, Ratte) ab und ist für Western Blot und ELISA validiert. Ideal für die Untersuchung von Zellteilungssteuerung, Aktin-Zytoskelett und epithelialer Polarisation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDC42 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TKS; G25K; CDC42Hs; CDC42
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	998
GenID	998
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 60-191 von humanem CDC42 (P60953) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P60953
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel