

Anti-Cdh4 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - P55283

Artikelnummer: CM0016235

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen CDH4 (Cadherin-4, R-Cadherin). Für WB und ELISA validiert; kreuzreagiert mit humanen, Maus- und Rattenproteinen. Rekombinantes Immunogen, 100 kDa. Geeignet für Studien zur Zelladhäsion und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Anti-CDH4 polyklonaler Kaninchen-Antikörper
Bemerkungen/Alias	CAD4; RCAD; R-CAD; CDH4
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1002
GeneID	1002
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 757-916 des humanen CDH4 (NP_001785.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P55283
Proteingewicht	100 kDa
Versand	Kühlakku