


Anti-Cdk5R1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15078

Artikelnummer: CM0014153



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CDK5R1 (p35), validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Erkennt endogenes CDK5R1 in humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für Studien zur neuronalen CDK5-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDK5R1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p23; p25; p35; CDK5R; NCK5A; CDK5P35; p35nck5a; CDK5R1
Spezies	Human
GeneID (Human)	8851
GeneID	8851
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 99-307 von humanem CDK5R1 (NP_003876.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15078
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eistasche