


Anti-Cdkn1B/P27Kip1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P46527

Artikelnummer: CM0020067



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes CDKN1B/p27KIP1 (P46527) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur Zellzyklusregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDKN1B/p27KIP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KIP1; MEN4; CDKN4; MEN1B; P27KIP1; CDKN1B/p27KIP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1027
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-198 von humanem CDKN1B/p27KIP1 (NP_004055.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P46527
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel